

商品目录
2019

PFA PTFE 氟树脂商品

PFA具有独特的特征(耐药性,耐热性,纯粹性,表面特性),
广泛应用在半导体,分析,食品,生物等领域。

日本品质的PFA(氟树脂)商品

优点①

耐药品性

基本上不会被化学药品·溶剂侵蚀。

优点②

纯粹性

溶出物非常少(无金属)

优点③

耐热性

连续使用温度约为260℃

优点④

表面特性

表面很滑,不易附着。



日本品质的PFA(氟树脂)商品



PFA具有独特的特征(耐药性,耐热性,纯粹性,表面特性),
广泛应用在半导体,分析,食品,生物等领域。

优点① 耐药品性
基本上不会被化学药品·溶剂侵蚀。

优点② 纯粹性
溶出物非常少(无金属)

优点③ 耐热性
连续使用温度约为260℃

优点④ 表面特性
表面很滑,不易附着。



AS ONE PFA试剂瓶

适合用于长期保管。



| 编号 | 规格 | 容量 | 口内径×盖于外径×瓶体直径×高 | RMB含税 |
|-----------|----|--------|---------------------|----------|
| 4-5342-01 | 窄口 | 100ml | φ13.6×φ30×φ47×94mm | 205.00 |
| 4-5342-02 | | 250ml | φ13.6×φ30×φ60×133mm | 303.00 |
| 4-5342-03 | | 500ml | φ21.1×φ40×φ77×158mm | 455.00 |
| 4-5342-04 | 广口 | 1000ml | φ21.1×φ40×φ94×200mm | 980.00 |
| 4-5342-05 | | 100ml | φ27.9×φ40×φ47×94mm | 319.00 |
| 4-5342-06 | | 250ml | φ35.0×φ50×φ60×133mm | 479.00 |
| 4-5342-07 | | 500ml | φ44.0×φ60×φ77×158mm | 660.00 |
| 4-5342-08 | | 1000ml | φ44.0×φ60×φ94×200mm | 1,020.00 |

主体·和盖子一起,采用离子溶出比以往更少的超纯度特氟隆R制造,
适用于高纯度药品·高腐蚀性药品的保存·收纳。
表面平滑度高,药液的渗透·吸收及透气较少。
透明度·耐热性优异(Max210℃)。
带刻度。

综合目录2019号刊载页 P 763

AS ONE PFA试剂瓶(方形)



| 编号 | 规格 | 容量 | 口内径×盖于外径×瓶体直径×高 | RMB含税 |
|-----------|----|--------|---------------------|--------|
| 3-1568-01 | 广口 | 100ml | φ27.9×40×44.5×93mm | 289.00 |
| 3-1568-02 | | 250ml | φ35.0×50×60.0×120mm | 440.00 |
| 3-1568-03 | | 500ml | φ44.0×60×71.5×148mm | 600.00 |
| 3-1568-04 | | 1000ml | φ44.0×60×91.0×185mm | 940.00 |

主体·和盖子一起,采用离子溶出比以往更少的超纯度特氟隆R制造,
适用于高纯度药品·高腐蚀性药品的保存·收纳。
表面平滑度高,药液的渗透·吸收及透气较少。
透明度·耐热性优异(Max210℃)。
带刻度。

金属溶出试验结果


金属溶出试验结果

分析前清洗条件:用实验器具专用清洗剂约1%进行振荡清洗 → 超纯水清洗 → 5%硝酸中24小时浸泡 → 超纯水清洗提取
条件:将0.5%硝酸分别根据各瓶的容量全部注满并放置6小时。随后通过ICP-MS对浸泡液进行测定。

金属溶出试验结果

| 样品No. | Na | Mg | Al | K | Ca | Ti | Cr | Mn | Fe | Ni | Cu | Zn | Cd | Sb | Pb |
|-------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 100ml PFA瓶 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.02 | <0.004 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.005 | <0.006 | <0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.002 |
| 250ml PFA瓶 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500ml PFA瓶 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1000ml PFA瓶 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 方法定量下限 | 0.001 | | | 0.005 | 0.02 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.01 | 0.005 | 0.002 | | |

※上述定量值为测定值,并非保证值。请作为参考



AS ONE Fluoro Tect (表面氟素化处理的容器)
耐药性有飞跃性的提升!

氟素气体处理技术



- 1 树脂容器表面进行氟化处理，从而提高耐药品性。
- 2 氟化处理并非氟涂层，因此不会剥落，更为耐用。
- 3 可防止因药品而导致的容器变形·劣化，气密性优异。

有机溶剂会使容器形状变化的评测结果

【实验方法】
氟素化处理与未处理的500ml容器均倒入150ml溶液后静置30日，确认根据有机溶剂的形状变化。
*本图仅为实际测试，无法保证使用时的任何其他变化，上图为使用时的测试参考。




AS ONE Fluoro Tect 氟化PP塑料瓶



树脂容器表面进行氟化处理，从而提高耐药品性。氟化处理并非氟涂层，因此不会剥落，更为耐用。可防止因药品而导致的容器变形·劣化，气密性优异。

材质：主体·盖子 / PP (表面氟化处理)
可高压灭菌 (121°C)

| 容量 | A(mm) (窄口 / 广口) | B(mm) (窄口 / 广口) | C(mm) (窄口 / 广口) | D(mm) (窄口 / 广口) | E(mm) (窄口 / 广口) | F(mm) (窄口 / 广口) |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 50ml | 76 / 77 | 16 / 20 | 56 / 55 | 40 / 40 | 11 / 25 | 26 / 40 |
| 100ml | 100 / 98 | 20 / 20 | 76 / 76 | 47 / 47 | 16 / 25 | 33 / 40 |
| 250ml | 133 / 130 | 20 / 22 | 109 / 106 | 62 / 62 | 16 / 32 | 33 / 50 |
| 500ml | 167 / 162 | 22 / 22 | 141 / 138 | 76 / 76 | 20 / 42 | 40 / 61 |
| 1ℓ | 203 / 198 | | 177 / 174 | 95 / 92 | 20 / 48 | 40 / 67 |
| 2ℓ | 244 / 243 | 22 / 30 | 218 / 210 | 120 / 120 | 42 / 65 | 61 / 91 |



【按箱销售】

| 编号 | 类型 | 规格 | 容量 | 数量 | RMB含税 |
|----------|------|----|-----------|-----------|----------|
| 4-758-51 | 按箱销售 | 窄口 | 50ml | 1箱 (100个) | 3,550.00 |
| 4-758-52 | | | 100ml | | 3,650.00 |
| 4-758-53 | | | 250ml | | 5,200.00 |
| 4-758-54 | | | 500ml | | 3,730.00 |
| 4-758-55 | | | 1ℓ | | 2,690.00 |
| 4-758-56 | | 2ℓ | 5,400.00 | | |
| 4-759-51 | | 广口 | 1箱 (100个) | 50ml | 3,550.00 |
| 4-759-52 | | | | 100ml | 3,730.00 |
| 4-759-53 | | | | 250ml | 5,300.00 |
| 4-759-54 | | | | 500ml | 3,840.00 |
| 4-759-55 | 1ℓ | | | 2,780.00 | |
| 4-759-56 | 2ℓ | | | 5,500.00 | |

【单个起售】

| 编号 | 类型 | 规格 | 容量 | 数量 | RMB含税 |
|----------|------|----|-------|-------|--------|
| 4-758-01 | 单个起售 | 窄口 | 50ml | 1个 | 39.50 |
| 4-758-02 | | | 100ml | | 40.50 |
| 4-758-03 | | | 250ml | | 58.00 |
| 4-758-04 | | | 500ml | | 83.00 |
| 4-758-05 | | | 1ℓ | | 149.00 |
| 4-758-06 | | | 2ℓ | | 299.00 |
| 4-759-01 | | 广口 | 1个 | 50ml | 39.50 |
| 4-759-02 | | | | 100ml | 41.60 |
| 4-759-03 | | | | 250ml | 59.00 |
| 4-759-04 | | | | 500ml | 85.00 |
| 4-759-05 | | | | 1ℓ | 155.00 |
| 4-759-06 | | | | 2ℓ | 304.00 |

AS ONE Fluoro Tect 氟化透明PP塑料瓶



| 编号 | 容量 | 瓶口内径×瓶体直径×高 (mm) | RMB含税 |
|----------|--------|-----------------------|--------|
| 4-757-01 | 100ml | φ31.5 (φ50) × 93 (96) | 42.70 |
| 4-757-02 | 250ml | φ31.5 (φ50) × 93 (96) | 65.00 |
| 4-757-03 | 500ml | φ31.5 (φ50) × 93 (96) | 89.00 |
| 4-757-04 | 1000ml | φ31.5 (φ50) × 93 (96) | 159.00 |
| 4-757-05 | 2000ml | φ31.5 (φ50) × 93 (96) | 331.00 |

※1个瓶的价格

材质：主体·盖子 / PP (表面氟化处理)
带刻度

AS ONE Fluoro Tect 氟化直身瓶



| 编号 | 容量 | 瓶口内径×盖于外径×总高 (mm) | RMB含税 |
|----------|--------|-------------------|--------|
| 4-736-01 | 105ml | φ57 × φ67 × 60 | 70.00 |
| 4-736-02 | 150ml | φ57 × φ67 × 76 | 82.00 |
| 4-736-03 | 250ml | φ73 × φ83 × 75 | 98.00 |
| 4-736-04 | 310ml | φ73 × φ83 × 92 | 115.00 |
| 4-736-05 | 470ml | φ89 × φ98 × 94 | 140.00 |
| 4-736-06 | 560ml | φ89 × φ98 × 109 | 160.00 |
| 4-736-07 | 610ml | φ89 × φ98 × 115 | 175.00 |
| 4-736-08 | 770ml | φ96 × φ106 × 126 | 200.00 |
| 4-736-09 | 1100ml | φ96 × φ106 × 174 | 240.00 |

※1个瓶的价格

材质：主体·内塞 / PE (表面氟化处理) 盖子 / PP (表面氟化处理)

AS ONE Fluoro Tect 氟化密封容器



| 编号 | 容量 | 盖于外径×瓶体下部×总高 (mm) | RMB含税 |
|----------|--------|----------------------|--------|
| 4-735-01 | 120ml | φ65.7 × φ57 × 74.5 | 60.00 |
| 4-735-02 | 250ml | φ75.4 × φ65.5 × 94.6 | 80.00 |
| 4-735-03 | 400ml | φ99.2 × φ85 × 95.6 | 95.00 |
| 4-735-04 | 600ml | φ99.2 × φ88 × 125.6 | 130.00 |
| 4-735-05 | 1000ml | φ99.2 × φ85 × 212.6 | 165.00 |

※1个瓶的价格

材质：主体·盖子 / PE (表面氟化处理) 内塞 / PP (表面氟化处理)

AS ONE Fluoro Tect 氟化清洗瓶



对丙酮的耐受性优异!

| 编号 | 型号 | 容量 | 一个刻度 (ml) | RMB含税 |
|----------|--------|--------|-----------|--------|
| 4-734-01 | S250F | 250ml | 50 | 68.00 |
| 4-734-02 | S500F | 500ml | 50 | 94.00 |
| 4-734-03 | S1000F | 1000ml | 100 | 137.00 |

※1个瓶的价格

树脂容器表面进行氟化处理，从而提高耐药品性。氟化处理并非氟涂层，因此不会剥落，更为耐用。可防止因药品而导致的容器变形·劣化，气密性优异。

材质：PE (表面氟化处理)

PFA瓶（酸洗净）



| 编号 | 规格 | 容量 | 瓶体直径×高 | 口径 | RMB含税 |
|-----------|----|--------|-----------|------|----------|
| 1-7563-12 | 窄口 | 100ml | φ45×104mm | 16mm | 490.00 |
| 1-7563-13 | | 250ml | φ60×153mm | 26mm | 540.00 |
| 1-7563-14 | | 500ml | φ73×170mm | 26mm | 800.00 |
| 1-7563-15 | | 1000ml | φ94×200mm | 34mm | 1,150.00 |
| 1-7568-11 | 广口 | 20ml | φ28×61mm | 16mm | 300.00 |
| 1-7568-12 | | 100ml | φ45×104mm | 26mm | 540.00 |
| 1-7568-13 | | 250ml | φ60×153mm | 34mm | 590.00 |
| 1-7568-14 | | 500ml | φ73×170mm | 45mm | 880.00 |
| 1-7568-15 | | 1000ml | φ94×200mm | 45mm | 1,250.00 |

由于进行过酸洗，因此容器内的微量金属离子·容器内的粒子·油脂等被清除。
盖子采用即使没有内塞也不渗漏的结构。

材质：高纯度PFA
带刻度

PFA瓶（带内塞）



| 编号 | 规格 | 容量 | 瓶体直径×总高 (mm) | RMB含税 |
|-----------|----|--------|--------------|----------|
| 1-2305-01 | 窄口 | 50ml | φ49×72 | 287.00 |
| 1-2305-02 | | 100ml | φ48×102 | 351.00 |
| 1-2305-03 | | 250ml | φ61×134 | 510.00 |
| 1-2305-04 | | 500ml | φ73×171 | 770.00 |
| 1-2305-05 | | 1000ml | φ92×203 | 1,600.00 |
| 1-2306-01 | 广口 | 20ml | φ27×63 | 207.00 |
| 1-2306-02 | | 100ml | φ49×106 | 550.00 |
| 1-2306-03 | | 250ml | φ61×138 | 800.00 |
| 1-2306-04 | | 500ml | φ72×180 | 1,130.00 |
| 1-2306-05 | | 1000ml | φ93×212 | 1,750.00 |

带内塞。
耐腐蚀性好，为半透明，可确认瓶内的药液·样本。

材质：主体·盖子 / PFA（氟树脂）、内塞 / PTFE（氟树脂）
带刻度（窄口50ml、广口20ml除外）

PFA瓶（带内塞）



| 编号 | 规格 | 型号 | 容量 | 瓶体直径/总高 | RMB含税 |
|------------|----|-------|--------|-------------|----------|
| 81-0447-01 | 窄口 | 18104 | 100ml | φ48.2/95mm | 256.00 |
| 81-0447-02 | | 18105 | 250ml | φ62.6/127mm | 352.00 |
| 81-0447-03 | | 18106 | 500ml | φ77.6/155mm | 590.00 |
| 81-0447-04 | | 18107 | 1000ml | φ98/195mm | 1,110.00 |
| 81-0447-05 | | 18112 | 100ml | φ48/95mm | 408.00 |
| 81-0447-06 | 广口 | 18113 | 250ml | φ61/127mm | 570.00 |
| 81-0447-07 | | 18114 | 500ml | φ77/155mm | 840.00 |
| 81-0447-08 | | 18115 | 1000ml | φ96/195mm | 1,250.00 |

带有不含金属的内塞，氟树脂制（特氟隆）瓶。
可高压灭菌、干热灭菌，请放心使用。

材质：PFA（氟树脂）

PFA广口瓶（带内塞）



| 编号 | 容量 | 瓶帽口径×口径×瓶体直径×总高 | RMB含税 |
|------------|-------|--------------------|--------|
| 81-0458-01 | 10ml | φ27×φ16×φ27.5×41.3 | 116.00 |
| 81-0458-02 | 20ml | φ27×φ16×φ27.5×60 | 121.00 |
| 81-0458-03 | 100ml | φ46×φ33×φ48×93 | 315.00 |

透明度高的氟树脂10ml广口样品容器。
适合作为水质检测和ICP分析的资料保存容器。

材质：PFA（氟树脂）
无内塞

PFA大瓶



| 编号 | 容量 | 口径×外径×总高 (mm) | RMB含税 |
|----------|-----|---------------|-----------|
| 7-182-03 | 2L | φ37×φ126×240 | 4,200.00 |
| 7-182-01 | 3L | φ37×φ148×270 | 5,000.00 |
| 7-182-02 | 5L | φ37×φ172×318 | 5,500.00 |
| 7-182-03 | 10L | φ37×φ228×357 | 13,400.00 |

耐腐蚀性好，为半透明，可确认瓶内的药液·试样。
几乎不会随时间老化，可长期使用。

材质：主体·外塞 / PFA（氟树脂）、内塞 / PTFE（聚四氟乙烯）
树脂耐热温度：260℃
带刻度

氟化容器（遮光型）



| 编号 | 容量 | 瓶口口径×瓶体直径×总高 | RMB含税 |
|-----------|--------|-----------------|--------|
| 3-8294-01 | 100ml | φ31.5×φ50×94mm | 55.00 |
| 3-8294-02 | 250ml | φ31.5×φ63×132mm | 80.00 |
| 3-8294-03 | 500ml | φ42.5×φ80×155mm | 108.00 |
| 3-8294-04 | 1000ml | φ42.5×φ98×193mm | 187.00 |

属于遮光瓶，保护内容物免受紫外线照射。
树脂容器表面进行氟化处理，从而提高耐药品性。
气密性·耐药品性得到提升，具有防止容器变形的效果。

材质：主体 / HDPE、瓶帽 / PP、密封垫 / 弹性体

PFA瓶



不产生化学反应。

| 编号 | 型号 | 容量 | 内径×外径×高 | RMB含税 |
|----------|----------|--------|-----------------|----------|
| 7-196-01 | No. 0225 | 7ml | φ17×φ22×32mm | 520.00 |
| 7-196-02 | No. 0025 | 15ml | φ25×φ29×36mm | 830.00 |
| 7-196-03 | No. 0275 | 23ml | φ25×φ29×51mm | 910.00 |
| 7-196-04 | No. 0201 | 30ml | φ25×φ29×66mm | 1,160.00 |
| 7-196-05 | No. 0102 | 60ml | φ44×φ49×43mm | 1,170.00 |
| 7-196-06 | No. 0103 | 90ml | φ44×φ49×62mm | 1,260.00 |
| 7-196-07 | No. 0104 | 120ml | φ61×φ66×49mm | 1,540.00 |
| 7-196-08 | No. 0106 | 180ml | φ61×φ66×72mm | 1,710.00 |
| 7-196-09 | No. 0110 | 300ml | φ80×φ86×72mm | 2,700.00 |
| 7-196-10 | No. 0500 | 500ml | φ80×φ86×112mm | 3,650.00 |
| 7-196-11 | No. 1000 | 1000ml | φ100×φ109×146mm | 7,000.00 |

耐酸·碱·有机溶剂以及腐蚀性药品。
可常用于-196~250℃的温度条件。

材质：PFA（氟树脂）

PFA直身瓶



| 编号 | 型号 | 容量 | 内径×外径×高 | RMB含税 |
|-----------|---------|-------|---------------|--------|
| 1-1618-01 | PFAS10 | 10ml | φ25×φ29×32mm | 176.00 |
| 1-1618-02 | PFAS20 | 20ml | φ25×φ29×52mm | 220.00 |
| 1-1618-03 | PFAS30 | 30ml | φ25×φ29×72mm | 240.00 |
| 1-1618-04 | PFAS50 | 50ml | φ50×φ56×38mm | 316.00 |
| 1-1618-05 | PFAS100 | 100ml | φ50×φ56×63mm | 375.00 |
| 1-1618-06 | PFAS200 | 200ml | φ50×φ56×113mm | 530.00 |

耐酸·碱·有机溶剂及腐蚀性药品，不发生反应。
-196~+250℃的温度下使用。

材质：PFA（氟树脂）

PFA软膏瓶



| 编号 | 型号 | 容量 | 容量外径×容量长度×全长 | RMB含税 |
|----------|--------|--------|-------------------|--------|
| 7-680-01 | PF-20 | 21ml | φ44.6×16.0×27.5mm | 328.00 |
| 7-680-02 | PF-30 | 31.4ml | φ44.6×28.0×39.5mm | 331.00 |
| 7-680-03 | PF-60 | 63ml | φ58.6×26.5×39.5mm | 458.00 |
| 7-680-04 | PF-90 | 94ml | φ58.6×45.5×57.5mm | 500.00 |
| 7-680-05 | PF-120 | 126ml | φ71.0×33.5×49.5mm | 650.00 |
| 7-680-06 | PF-180 | 187ml | φ71.0×56.5×72.0mm | 790.00 |

耐酸·碱·有机溶剂及腐蚀性药品，不发生反应。
-196~+250℃的温度下使用。

材质：主体·盖子 / PFA（氟树脂）

PFA样品瓶



| 编号 | 型号 | 容量 | 口外径×瓶径×高度 | RMB含税 |
|----------|----------|-------------------|---------------|--------|
| 1-979-01 | T46-310 | 15ml | φ31×φ29×42mm | 218.00 |
| 1-979-02 | T46-325 | 25ml | φ31×φ29×72mm | 279.00 |
| 1-979-03 | T46-350 | 50ml | φ31×φ29×120mm | 474.00 |
| 1-979-04 | T46-311 | 15ml | φ31×φ29×39mm | 287.00 |
| 1-979-05 | T46-3253 | 25ml | φ31×φ29×69mm | 352.00 |
| 1-979-06 | T46-3503 | 50ml | φ31×φ29×117mm | 457.00 |
| 1-979-07 | T46-300 | 微量瓶用PFA螺旋盖（φ31mm） | | 259.00 |
| 1-979-18 | T46-302 | | | 255.00 |

减少表面对试剂的吸附等，可提高超微量分析等的精度。
内部为圆锥底，液体残留少，清洗方便。
T46-310·325·350为外部中空底，可用于自动取样器。
T46-311·3253·3503为平坦外部底，可用于热板。
T46-300可密封最高2bar的压力，
T46-302在压力上升后会发生弯曲。
T46-300及T46-302适用于所有微量瓶。

PFA微量瓶



| 编号 | 容量 | 外径×高 (mm) | RMB含税 |
|-----------|---------|------------|--------|
| 3-9787-01 | 15ml | φ28.5×45.5 | 441.00 |
| 3-9787-02 | 30ml | φ28.5×73.5 | 620.00 |
| 3-9787-11 | 扳手 (1个) | | 464.00 |

耐药品性优异。
使用另售的扳手，可以很容易地开闭。
(推荐扳手数：15ml / 2个、30ml / 1个)

材质：微量瓶 / PFA、扳手 / PE
耐热温度：约-196~+250℃

PFA迷你微量瓶




| 编号 | 容量 | 内径×外径×高 (mm) | RMB含税 |
|-----------|---------|-------------------|--------|
| 3-9140-01 | 3ml | φ16.6×φ21.8×24 | 236.00 |
| 3-9140-02 | 5ml | φ18.6×φ21.8×28 | 282.00 |
| 3-9867-01 | 7ml | φ18.6×φ21.8×36 | 286.00 |
| 3-9867-02 | 12ml | φ18.6×φ21.8×57.5 | 371.00 |
| 3-9867-03 | 25ml | φ18.6×φ21.8×110.5 | 479.00 |
| 3-9140-11 | 扳手 (1个) | | 325.00 |

耐药品性优异。
使用2个另售的扳手上夹着瓶子，可以很容易地开闭。

材质：微量瓶 / PFA扳手 / PE
耐热温度：-196~+250℃

PTFE圆筒容器 (薄型)



耐药性・耐热性・耐冲击性好。

| 编号 | 型号 | 规格 | 容量 | 外径×高 (mm) | RMB含税 |
|-----------|----------|----|--------|-----------|----------|
| 2-4907-01 | 100-CV | 主体 | 100ml | φ52×78 | 282.00 |
| 2-4907-02 | 200-CV | | 200ml | φ72×89 | 455.00 |
| 2-4907-03 | 500-CV | | 500ml | φ90×125 | 1,000.00 |
| 2-4907-04 | 1000-CV | | 1000ml | φ114×164 | 1,850.00 |
| 2-4907-05 | 2000-CV | | 2000ml | φ130×200 | 3,880.00 |
| 2-4908-01 | 100-LID | 盖子 | 100ml | φ56×3 | 54.00 |
| 2-4908-02 | 200-LID | | 200ml | φ78×3 | 82.00 |
| 2-4908-03 | 500-LID | | 500ml | φ94×3 | 132.00 |
| 2-4908-04 | 1000-LID | | 1000ml | φ118×4 | 238.00 |
| 2-4908-05 | 2000-LID | | 2000ml | φ134×4 | 325.00 |

材质: PTFE (聚四氟乙烯)
内径: 100-CV / φ49mm、200-CV / φ68mm、500-CV / φ85mm、
1000-CV / φ108mm、2000-CV / φ124mm

PFA托盘



| 编号 | 型号 | 外形尺寸 (mm) | 内部尺寸 (mm) | RMB含税 |
|-----------|----|------------|--------------|----------|
| 4-5611-01 | S | 245×173×40 | 204×136×35 | 1,910.00 |
| 4-5611-02 | M | 295×209×42 | 253×168×37 | 2,720.00 |
| 4-5611-03 | L | 345×248×45 | 303×208×40 | 4,600.00 |
| 4-5611-04 | LL | 382×287×48 | 341×245×45.5 | 5,400.00 |

材质: PFA (氟树脂)

PFA水槽箱



适用于晶片清洗・蚀刻。

| 编号 | 型号 | 外形尺寸 (mm) | 内部尺寸 (mm) | RMB含税 |
|----------|-------|-------------|---------------|----------|
| 7-214-01 | B-30 | 220×163×145 | 175×120×130 | 5,300.00 |
| 7-214-02 | B-40 | 238×213×210 | 200×170×185 | 8,000.00 |
| 7-214-05 | BP-30 | 230×168×145 | 183×125×136 | 400.00 |
| 7-214-06 | BP-40 | 247×220×210 | 209×177.6×192 | 560.00 |
| 7-214-07 | BC-30 | B-30用盖子 | | 1,400.00 |
| 7-214-08 | BC-40 | B-40用盖子 | | 1,800.00 |

材质: B-30・40 / PFA (氟树脂)、BP-30・40 / PP (聚丙烯)、
BC-30・40 / PTFE (氟树脂)

PFA托盘



| 编号 | 型号 | 外形尺寸 (mm) | 内部尺寸 (mm) | RMB含税 |
|----------|------|------------|--------------|----------|
| 7-211-01 | VE10 | 166×268×30 | 156×258×26.5 | 3,950.00 |

PFA一体成型。
耐腐蚀性・耐热性好。

耐热温度: 250℃
材质: PFA (氟树脂)

PFA清洗筐



耐药性、耐热性好。

| 编号 | 型号 | 外形尺寸 (mm) | 内部尺寸 (mm) | RMB含税 |
|-----------|----|-------------|-------------|----------|
| 4-5614-11 | 主体 | 364×291×145 | 265×206×142 | 9,000.00 |
| 4-5614-21 | 筐 | 356×284×148 | 262×212×130 | 6,800.00 |

材质: PFA (氟树脂)
筐体容量: 10.8l

PFA托盘



| 编号 | 型号 | 外形尺寸 (mm) | 内部尺寸 (mm) | RMB含税 |
|-----------|-----|------------|------------|----------|
| 4-5610-01 | C-1 | 109×53×49 | 97×43×45 | 720.00 |
| 4-5610-02 | C-2 | 110×110×49 | 99×99×45 | 1,060.00 |
| 4-5610-03 | C-3 | 166×110×49 | 155×99×45 | 1,470.00 |
| 4-5610-04 | C-4 | 221×110×49 | 211×99×45 | 1,910.00 |
| 4-5610-05 | C-5 | 222×166×49 | 210×155×45 | 2,530.00 |

材质: PFA (氟树脂)

AS ONE PFA清洗瓶



耐腐蚀性・阻气性非常出色。

| 编号 | 规格 | 容量 (ml) | RMB含税 |
|-----------|----|---------|----------|
| 4-5343-01 | 广口 | 100 | 370.00 |
| 4-5343-02 | | 250 | 540.00 |
| 4-5343-03 | | 500 | 700.00 |
| 4-5343-04 | | 1000 | 1,370.00 |
| 4-5343-05 | 窄口 | 100 | 285.00 |
| 4-5343-06 | | 250 | 379.00 |
| 4-5343-07 | | 500 | 540.00 |
| 4-5343-08 | | 1000 | 1,390.00 |

材质：氟树脂（特氟隆RSUPER PFA）


PFA洗气瓶



| 编号 | 容量 | 管内径×外径 | 过滤球直径 | RMB含税 |
|----------|--------|---------|-------|----------|
| 2-097-01 | 100ml | φ4×φ6mm | φ20mm | 2,480.00 |
| 2-097-02 | 250ml | φ4×φ6mm | φ20mm | 2,940.00 |
| 2-097-03 | 500ml | φ6×φ8mm | φ25mm | 3,410.00 |
| 2-097-04 | 1000ml | φ6×φ8mm | φ25mm | 4,490.00 |

材质：主体 / PFA（氟树脂）、过滤球 / PTFE（聚四氟乙烯）
过滤球 孔径：约20~30um

PFA收集瓶



| 编号 | 型号 | 容量 | RMB含税 |
|-----------|------------|--------|----------|
| 3-8789-01 | NR1420-001 | 100ml | 1,780.00 |
| 3-8789-02 | NR1420-002 | 250ml | 2,110.00 |
| 3-8789-03 | NR1420-003 | 500ml | 2,590.00 |
| 3-8789-04 | NR1420-004 | 1000ml | 3,650.00 |

[尺寸表 (mm)]

| 型号 | A | B | C | D | T |
|------------|-----|-----|----|----|----|
| NR1420-001 | 130 | 160 | 48 | 55 | φ6 |
| NR1420-002 | | 195 | 60 | | |
| NR1420-003 | | 235 | 70 | | |
| NR1420-004 | 140 | 280 | 92 | | φ8 |

带接头PFA试剂瓶A



| 编号 | 型号 | 适配外径 | 容量 | RMB含税 |
|------------|----------|------|--------|----------|
| 81-0461-01 | 1315-001 | φ2mm | 500ml | 1,460.00 |
| 81-0461-02 | 1315-002 | φ3mm | | 1,460.00 |
| 81-0461-03 | 1315-003 | φ4mm | | 1,510.00 |
| 81-0461-04 | 1315-004 | φ2mm | 1000ml | 1,930.00 |
| 81-0461-05 | 1315-005 | φ3mm | | 1,930.00 |
| 81-0461-06 | 1315-006 | φ4mm | | 1,980.00 |

瓶盖上部带有1个接头。

材质：PFA

带接头PFA试剂瓶B



| 编号 | 型号 | 适配外径 | 容量 | RMB含税 |
|------------|----------|------|--------|----------|
| 81-0462-01 | 1316-001 | φ2mm | 500ml | 1,750.00 |
| 81-0462-02 | 1316-002 | φ3mm | | 1,750.00 |
| 81-0462-03 | 1316-003 | φ4mm | | 1,790.00 |
| 81-0462-04 | 1316-004 | φ2mm | 1000ml | 2,220.00 |
| 81-0462-05 | 1316-005 | φ3mm | | 2,220.00 |
| 81-0462-06 | 1316-006 | φ4mm | | 2,310.00 |

瓶盖上部带有2个接头。

材质：PFA

带接头PFA试剂瓶C



| 编号 | 型号 | 适配外径 | 容量 | RMB含税 |
|------------|----------|------|--------|----------|
| 81-0463-01 | 1317-001 | φ2mm | 500ml | 2,030.00 |
| 81-0463-02 | 1317-002 | φ3mm | | 2,030.00 |
| 81-0463-03 | 1317-003 | φ4mm | | 2,120.00 |
| 81-0463-04 | 1317-004 | φ2mm | 1000ml | 2,500.00 |
| 81-0463-05 | 1317-005 | φ3mm | | 2,500.00 |
| 81-0463-06 | 1317-006 | φ4mm | | 2,640.00 |

瓶盖上部带有3个接头。

材质：PFA

AS ONE PFA烧杯



| 编号 | 容量 | 基准刻度 | 外径×高 (mm) | RMB含税 |
|----------|--------|-------|-----------|----------|
| 7-193-01 | 30ml | 5ml | φ 43×56 | 139.00 |
| 7-193-02 | 50ml | 10ml | φ 50×60 | 152.00 |
| 7-193-03 | 100ml | 25ml | φ 71×72.5 | 178.00 |
| 7-193-04 | 200ml | 50ml | φ 85×87 | 271.00 |
| 7-193-05 | 300ml | 50ml | φ 95×100 | 325.00 |
| 7-193-06 | 500ml | 50ml | φ 113×120 | 520.00 |
| 7-193-07 | 1000ml | 100ml | φ 140×130 | 1,080.00 |

无接缝的一体成模产品。
耐热性和耐药性好，沥青也无法粘上。

材质：PFA（氟树脂）

PTFE烧杯



| 编号 | 容量 | 杯体直径×高 (mm) | RMB含税 |
|-----------|--------|-------------|----------|
| 1-9400-01 | 50ml | φ 48×60 | 55.00 |
| 1-9400-02 | 100ml | φ 55.5×61 | 95.00 |
| 1-9400-03 | 200ml | φ 68×91 | 149.00 |
| 1-9400-04 | 300ml | φ 80×106 | 217.00 |
| 1-9400-05 | 500ml | φ 95×115 | 340.00 |
| 1-9400-06 | 1000ml | φ 117×146 | 650.00 |
| 1-9400-07 | 2000ml | φ 150×200 | 1,340.00 |

耐药性、耐热性优良的氟树脂制。

材质：PTFE（聚四氟乙烯）

经济型PTFE烧杯



| 编号 | 容量 | 外形尺寸 | 杯内深度 | 壁厚 | RMB含税 |
|------------|--------|---------------|--------|-------|--------|
| CC-5217-01 | 50ml | φ 46×54.5mm | 52mm | 2mm | 27.00 |
| CC-5217-02 | 100ml | φ 56.5×64mm | 60mm | 2mm | 37.00 |
| CC-5217-03 | 150ml | φ 63.5×80mm | 77.5mm | 2.3mm | 54.00 |
| CC-5217-04 | 200ml | φ 72×80mm | 77.3mm | 2.3mm | 59.00 |
| CC-5217-05 | 250ml | φ 73×90mm | 86.5mm | 2.3mm | 79.00 |
| CC-5217-06 | 300ml | φ 80×100.5mm | 97mm | 2.5mm | 90.00 |
| CC-5217-07 | 500ml | φ 95×112.5mm | 107mm | 2.5mm | 141.00 |
| CC-5217-08 | 1000ml | φ 117×150mm | 144mm | 3.3mm | 326.00 |
| CC-5217-09 | 2000ml | φ 142.5×192mm | 180mm | 3.7mm | 700.00 |

用于消解样品，赶酸，煮沸，蒸干等处理。

材质：PTFE（聚四氟乙烯）

PFA带把手烧杯



| 编号 | 容量 | 杯体直径×高 (mm) | RMB含税 |
|-----------|--------|-------------|----------|
| 1-7854-01 | 500ml | φ 108×121 | 1,040.00 |
| 1-7854-02 | 1000ml | φ 128×151 | 1,670.00 |

材质：PFA（氟树脂）

PFA带把手烧杯



| 编号 | 型号 | 容量 | 刻度 | RMB含税 |
|------------|-------|--------|-------|----------|
| 81-0394-01 | 11110 | 100ml | 20ml | 410.00 |
| 81-0394-02 | 11111 | 200ml | 50ml | 560.00 |
| 81-0394-03 | 11112 | 500ml | 50ml | 1,160.00 |
| 81-0394-04 | 11113 | 1000ml | 100ml | 2,530.00 |
| 81-0394-05 | 11114 | 2000ml | 100ml | 4,080.00 |

耐药品性·耐热性优异，不含金属的氟树脂烧杯。
溶液和样本不易附着，带有把手，使用方便。
还可用磁力搅拌机进行搅拌。

材质：PFA（氟树脂）

AS ONE PFA培养皿



| 编号 | 型号 | 内径×外径×内高×外高 (mm) | RMB含税 |
|----------|------|-------------------|--------|
| 7-255-01 | 50型 | φ 50×φ 55×12×16 | 252.00 |
| 7-255-02 | 75型 | φ 76×φ 81×12×16 | 408.00 |
| 7-255-04 | 100型 | φ 100×φ 105×12×17 | 550.00 |

材质：PFA（氟树脂）

AS ONE PFA量筒



| 编号 | 容量 | 刻度 | 筒外径 | 内径 | 总高 | RMB含税 |
|----------|-------|-------|----------|--------|-------|----------|
| 7-190-01 | 10ml | 0.2ml | φ 17mm | φ 13mm | 105mm | 1,000.00 |
| 7-190-02 | 30ml | 0.5ml | φ 22mm | φ 18mm | 150mm | 1,420.00 |
| 7-190-03 | 50ml | 0.5ml | φ 24mm | φ 20mm | 200mm | 1,630.00 |
| 7-190-04 | 100ml | 1ml | φ 30mm | φ 26mm | 230mm | 1,890.00 |
| 7-190-05 | 200ml | 2ml | φ 38mm | φ 34mm | 275mm | 2,210.00 |
| 7-190-06 | 300ml | 5ml | φ 44mm | φ 40mm | 290mm | 2,380.00 |
| 7-190-07 | 500ml | 5ml | φ 52mm | φ 48mm | 340mm | 2,990.00 |
| 7-190-08 | 1L | 10ml | φ 80.6mm | φ 76mm | 300mm | 4,830.00 |
| 7-190-09 | 2L | 20ml | φ 80.6mm | φ 76mm | 510mm | 6,600.00 |

刻度清晰

材质: PFA (氟树脂)

PFA容量瓶



| 编号 | 型号 | 容量 (ml) | 总高 (mm) | RMB含税 |
|------------|-------|---------|---------|---------|
| 81-0428-01 | 18153 | 25 | 112 | 880.00 |
| 81-0428-02 | 18154 | 50 | 147 | 980.00 |
| 81-0428-03 | 18155 | 100 | 177 | 1240.00 |
| 81-0428-04 | 18156 | 250 | 232 | 2010.00 |
| 81-0428-05 | 18157 | 500 | 272 | 2410.00 |

PFA (氟树脂) 量瓶可承受强酸、强碱、有机溶剂等各种样本。另外, 从壁面溶出的杂质极少, 因此可用于水质检测和ICP分析的试剂调整等。

PFA (氟树脂) 量瓶是通过吹塑一体成型制作的, 因此内部底面有若干凹凸, 但可以用磁力搅拌机进行搅拌。

材质: PFA (氟树脂)

PFA螺口容量瓶



| 编号 | 型号 | 容量ml | 精度ml | 高mm | 规格 | RMB含税 |
|-----------|--------|------|-------|-----|------|---------|
| 5-3000-06 | 107097 | 10 | ±0.04 | 90 | GL18 | 1310.00 |
| 5-3000-01 | 107197 | 25 | ±0.04 | 115 | | 1330.00 |
| 5-3000-02 | 107297 | 50 | ±0.06 | 150 | | 1370.00 |
| 5-3000-03 | 107397 | 100 | ±0.10 | 180 | GL25 | 1610.00 |
| 5-3000-04 | 107497 | 250 | ±0.15 | 235 | | 2360.00 |
| 5-3000-05 | 107597 | 500 | ±0.25 | 270 | | 2750.00 |

对酸·碱和有机溶剂的耐药性好。

材质: PFA (氟树脂)
使用温度范围: -200~260°C

PFA吸移瓶



| 编号 | 型号 | 容量 | 吸移瓶容量 | RMB含税 |
|------------|----------|-------|-------|----------|
| 81-0460-01 | 1249-001 | 250ml | 2.5ml | 1,560.00 |
| 81-0460-02 | 1249-002 | 500ml | 5.0ml | 1,870.00 |

半透明, 耐药品性优异。
不用打开瓶帽就能用吸移管取出瓶中药品。

材质: PFA

PFA伸缩式滴管



| 编号 | 容量 | 上部直径×全长 (mm) | RMB含税 |
|----------|-------|--------------|--------|
| 7-187-01 | 2.5ml | φ 35×180 | 400.00 |
| 7-187-02 | 5.0ml | φ 35×220 | 418.00 |

材质: PFA (氟树脂)

PFA刻度移液管



| 编号 | 型号 | 容量 | 刻度 | 端口直径 | 全长 | RMB含税 |
|------------|-------|------|--------|-------|-------|--------|
| 61-3534-23 | 16156 | 2ml | 0.02ml | φ 6mm | 360mm | 690.00 |
| 61-3534-24 | 16157 | 5ml | 0.1ml | φ 8mm | 370mm | 720.00 |
| 61-3534-25 | 16158 | 10ml | | | 380mm | 900.00 |

顶端部分也是PFA制

AS ONE PFA试管



| 编号 | 容量 (ml) | 管径×全长 (mm) | RMB含税 |
|----------|---------|------------|--------|
| 7-251-10 | 5 | φ 10×120 | 120.00 |
| 7-251-11 | 10 | φ 12×140 | 142.00 |
| 7-251-12 | 15 | φ 16×110 | 231.00 |
| 7-251-13 | 20 | φ 16×160 | 257.00 |
| 7-251-14 | 25 | φ 19×150 | 399.00 |
| 7-251-16 | 60 | φ 22×230 | 499.00 |

透明的热成型产品，能清楚地看见内部。

材质：PFA（氟树脂）
数量：1支

AS ONE PTFE坩埚（含盖）



| 编号 | 容量 | RMB含税 |
|------------|-------|--------|
| CC-5218-01 | 20ml | 28.00 |
| CC-5218-02 | 30ml | 36.00 |
| CC-5218-03 | 50ml | 51.00 |
| CC-5218-04 | 100ml | 74.00 |
| CC-5218-05 | 250ml | 153.00 |

耐高，低温；耐酸碱，耐有机溶剂；防粘；高纯无毒；不易破碎。
具有良好的化学耐性。

材质：PTFE（聚四氟乙烯）

PTFE离心管（圆底）



| 编号 | 容量 | 离心管身尺寸 | RMB含税 |
|------------|-------|-------------------|--------|
| CC-5089-01 | 5ml | 12×16×52mm | 190.00 |
| CC-5089-02 | 10ml | 12.7×15.8×100.1mm | 128.00 |
| CC-5089-03 | 20ml | 14.5×17.9×120.1mm | 136.00 |
| CC-5089-04 | 30ml | 21.2×24.8×114.9mm | 150.00 |
| CC-5089-05 | 50ml | 25×29.2×107.6mm | 157.00 |
| CC-5089-06 | 100ml | 32.4×38.4×130.3mm | 244.00 |

材质：PTFE
适用温度范围（℃）：-100~260

AS ONE PTFE表面皿



| 编号 | 直径 | RMB含税 |
|----------|---------|--------|
| 7-256-01 | φ 50mm | 88.00 |
| 7-256-02 | φ 60mm | 143.00 |
| 7-256-03 | φ 75mm | 143.00 |
| 7-256-04 | φ 90mm | 150.00 |
| 7-256-05 | φ 100mm | 190.00 |
| 7-256-06 | φ 125mm | 250.00 |

耐热温度：260℃

PTFE聚四氟乙烯橡胶塞



| 编号 | 型号 | 上部直径（下部直径）×高 (mm) | RMB含税 |
|----------|-----|-------------------|--------|
| 7-252-01 | 1号 | φ 16 (φ 12) × 19 | 70.00 |
| 7-252-02 | 2号 | φ 18 (φ 14) × 21 | 86.00 |
| 7-252-03 | 3号 | φ 19 (φ 15) × 22 | 92.00 |
| 7-252-04 | 4号 | φ 20 (φ 16) × 24 | 107.00 |
| 7-252-05 | 5号 | φ 22 (φ 19) × 26 | 131.00 |
| 7-252-06 | 6号 | φ 23 (φ 20) × 26 | 144.00 |
| 7-252-07 | 7号 | φ 25 (φ 21) × 29 | 158.00 |
| 7-252-08 | 8号 | φ 28 (φ 23) × 29 | 181.00 |
| 7-252-09 | 9号 | φ 30 (φ 25) × 31 | 198.00 |
| 7-252-10 | 10号 | φ 32 (φ 27) × 31 | 244.00 |

耐热温度：250℃
材质：聚四氟乙烯树脂（PTFE）

镊子（氟化制）



| 编号 | 型号 | 材质 | RMB含税 |
|-----------|----------|-----|--------|
| 9-3060-01 | C52-0215 | PFA | 600.00 |

适用于大型电路板的操作。

尺寸：19×190mm
耐热温度：180℃

AS ONE PTFE漏斗



| 编号 | 型号 | 口径 | 脚外径 | 脚长 | RMB含税 |
|------------------|-------|---------|--------|-------|-----------------|
| 1-7742-01 | 39.03 | φ 33mm | φ 8mm | 30mm | 137.00 |
| 1-7742-02 | 39.05 | φ 54mm | φ 10mm | 50mm | 242.00 |
| 1-7742-03 | 39.07 | φ 75mm | φ 12mm | 55mm | 399.00 |
| 1-7742-04 | 39.1 | φ 105mm | φ 14mm | 90mm | 780.00 |
| 1-7742-05 | 39.15 | φ 156mm | φ 16mm | 100mm | 1,630.00 |

耐药性·耐热性好。
还适用于粉末的移送。

材质：PTFE（聚四氟乙烯）
耐热温度：-200~+280℃

AS ONE PFA铲



| 编号 | 型号 | 全长×宽×高 (mm) | RMB含税 |
|------------------|----|-------------|---------------|
| 1-6584-01 | L | 165×57×31 | 209.00 |

材质：PFA（氟树脂）

AS ONE PFA勺子



| 编号 | 尺寸 (mm) | RMB含税 |
|------------------|-----------|---------------|
| 5-5625-01 | 174×22×10 | 105.00 |

材质：PFA（氟树脂）

AS ONE PFA刮铲



| 编号 | 型号 | 铲宽×全长 (mm) | RMB含税 |
|------------------|----|------------|---------------|
| 1-6583-01 | L | 122×247 | 300.00 |
| 1-6583-02 | S | 72×245 | 301.00 |

材质：PFA（氟树脂）

AS ONE 氟树脂长柄勺



| 编号 | 型号 | 容量 | 直径×深 (mm) | RMB含税 |
|------------------|--------|----------|-----------|-----------------|
| 5-5043-01 | 36.1 | 100ml | φ 54×70 | 840.00 |
| 5-5043-02 | 36.25 | 250ml | φ 70×95 | 970.00 |
| 5-5043-03 | 36.5 | 500ml | φ 85×125 | 1,160.00 |
| 5-5043-04 | 36.1 | 1000ml | φ 100×155 | 1,510.00 |
| 5-5043-11 | 36.001 | 延长用拧入式把手 | 622 | 640.00 |

材质：PTFE（聚四氟乙烯），中芯 / 不锈钢
5-5043-01~04（附属品）：把手×1个
耐热温度：-200~+280℃

PTFE勺子



| 编号 | 型号 | 容器尺寸 (mm) | 容量 | RMB含税 |
|-------------------|-------|-----------|------|---------------|
| 63-1267-65 | #REF! | #REF! | 10ml | 482.00 |

小型，全PTFE制，带150mm的固定把手。
注液口分为左右2处，左右手均可使用。

材质：PTFE

2019
推荐商品

APRON PTFE
氟涂层围裙

AS ONE
For Laboratory and Factory

综合目录2019号刊载页 P 1187

AS ONE 氟涂层围裙



| 编号 | 型号 | 尺寸 | 下摆宽×衣长 (cm) | RMB含税 |
|-----------|----------|----------|-------------|--------|
| 1-7710-01 | CS-MAA-S | S (~170) | 55×85 | 466.00 |
| 1-7710-02 | CS-MAA-M | M (~185) | 55×95 | 466.00 |
| 1-7710-03 | CS-MAA-L | L (181~) | 55×105 | 466.00 |

小型，全PTFE制，带150mm的固定把手。
注液口分为左右2处，左右手均可使用。

材质：PTFE

综合目录2019号刊载页 P 1187

AS ONE 氟涂层长袖围裙



| 编号 | 型号 | 尺寸 | 宽×长 (mm) | RMB含税 |
|-----------|-------------|----|----------|--------|
| 1-3349-01 | PRE-TFGR M | M | 553×1022 | 990.00 |
| 1-3349-02 | PRE-TFGR L | L | 584×1061 | 990.00 |
| 1-3349-03 | PRE-TFGR XL | XL | 622×1086 | 990.00 |

耐药品性・耐热性・抗静电性优异。

材质：加入导电纤维的聚酯100%・氟树脂层压
粘带扣式
数量：1件

综合目录2019号刊载页 P 1187

AS ONE PTFE围裙



| 编号 | 型号 | 尺寸 | 宽×长 (mm) | RMB含税 |
|-----------|------------|----|----------|--------|
| 1-6464-01 | F-7232-002 | M | 600×1050 | 880.00 |
| 1-6464-02 | F-7232-003 | L | 600×1150 | 980.00 |

材质：PTFE (氟树脂)、层压 / 聚酯
数量：1件

2019
推荐商品

TAPE PTFE
PTFE胶带

AS ONE
For Laboratory and Factory

综合目录2019号刊载页 P 1229

AS ONE 胶带 (氟树脂玻璃纤维)



| 编号 | 宽度×长度 | 厚度 (mm) | RMB含税 |
|-----------|----------|---------|--------|
| 1-4797-01 | 13mm×10m | 0.13 | 127.00 |
| 1-4797-02 | 19mm×10m | | 181.00 |
| 1-4797-03 | 25mm×10m | | 227.00 |
| 1-4797-04 | 38mm×10m | | 380.00 |
| 1-4797-05 | 50mm×10m | | 497.00 |
| 1-4799-01 | 13mm×10m | 0.18 | 187.00 |
| 1-4799-02 | 19mm×10m | | 301.00 |
| 1-4799-03 | 25mm×10m | | 338.00 |
| 1-4799-04 | 38mm×10m | | 660.00 |
| 1-4799-05 | 50mm×10m | | 790.00 |

在浸渗PTFE的玻璃纤维布上，单面涂有耐热硅压敏胶粘剂。
可在高达260°C的温度范围内使用。
可用于包装领域的热封、粉体运输和计量漏斗的分离式用途等。

耐热温度：表面 / 260°C、粘接面 / 80°C

综合目录2019号刊载页 P 1229

AS ONE 胶带 (氟树脂)



| 编号 | 宽度×长度 | 厚度 (mm) | RMB含税 |
|-----------|----------|---------|--------|
| 1-4784-01 | 13mm×10m | 0.08 | 115.00 |
| 1-4784-02 | 19mm×10m | | 162.00 |
| 1-4784-03 | 25mm×10m | | 216.00 |
| 1-4785-01 | 13mm×10m | 0.13 | 126.00 |
| 1-4785-02 | 19mm×10m | | 180.00 |
| 1-4785-03 | 25mm×10m | | 234.00 |
| 1-4786-01 | 13mm×10m | 0.18 | 162.00 |
| 1-4786-02 | 19mm×10m | | 226.00 |
| 1-4786-03 | 25mm×10m | | 306.00 |

它是以PTFE (氟树脂) 为基材材料的优质胶粘带，
涂有硅类压敏性胶粘剂，耐热性、耐药性较好。
摩擦系数低、润滑性好。

耐热温度：200°C

综合目录2019号刊载页 P 1228

AS ONE PTFE生料带



| 编号 | 宽度×长度 | 厚度 (mm) | 数量 | RMB含税 |
|-----------|----------|---------|---------|-------|
| 1-7057-03 | 13mm×15m | 0.1 | 1袋 (2个) | 31.00 |

仅缠在螺丝接头上即可密封牢固。

材质：PTFE (氟树脂)
使用温度范围：-100~250°C
密度：1.0g/cm³

AS ONE PTFE管



高性价比PTFE管!

| 编号 | 型号 | 内径×外径 (mm) | 数量 | RMB含税 |
|----------|---------|------------|-------------|--------|
| 4-535-03 | PTC23 | 2×3 | 1袋 (1m) | 22.00 |
| 4-535-04 | PTC34 | 3×4 | | 28.00 |
| 4-535-05 | PTC46 | 4×6 | | 58.00 |
| 4-535-06 | PTC68 | 6×8 | | 76.00 |
| 4-535-07 | PTC810 | 8×10 | | 112.00 |
| 4-534-03 | PTC23X | 2×3 | 1袋 (10m) | 185.00 |
| 4-534-04 | PTC34X | 3×4 | | 250.00 |
| 4-534-05 | PTC46X | 4×6 | | 500.00 |
| 4-534-06 | PTC68X | 6×8 | | 670.00 |
| 4-534-07 | PTC810X | 8×10 | | 800.00 |

材质: PTFE
使用温度范围: -20~+260℃

PFA管



材质: PFA

| 编号 | 内径×外径 (φ mm) | 长度 | RMB含税 |
|-----------|--------------|--------|--------|
| 1-2715-02 | 2×3 | 1m | 28.60 |
| 1-2715-03 | 2×4 | | 53.00 |
| 1-2715-04 | 3×4 | | 29.40 |
| 1-2715-05 | 3×5 | | 70.00 |
| 1-2715-06 | 4×5 | | 38.30 |
| 1-2715-07 | 4×6 | | 76.00 |
| 1-2715-08 | 5×6 | | 46.40 |
| 1-2715-09 | 5×7 | | 100.00 |
| 1-2715-10 | 6×8 | | 114.00 |
| 1-2715-11 | 7×8 | | 67.00 |
| 1-2715-12 | 8×10 | | 131.00 |
| 1-2715-13 | 9×10 | | 77.00 |
| 1-2715-14 | 10×12 | | 162.00 |
| 1-2715-15 | 11×12 | | 98.00 |
| 1-2715-16 | 11×13 | | 193.00 |
| 1-2715-17 | 12×14 | | 209.00 |
| 1-2715-22 | 13×16 | | 340.00 |
| 1-2715-23 | 14×16 | | 240.00 |
| 1-2715-24 | 15×17 | | 294.00 |
| 1-2715-25 | 15×18 | | 418.00 |
| 1-2715-26 | 16×18 | 286.00 | |
| 1-2715-18 | 16×19 | 425.00 | |
| 1-2715-27 | 17×19 | 325.00 | |
| 1-2715-29 | 20×22 | 340.00 | |
| 1-2715-19 | 22×25 | 560.00 | |

| 编号 | 内径×外径 (φ mm) | 长度 | RMB含税 |
|----------|--------------|----------|----------|
| 2-384-02 | 2×3 | 10m | 247.00 |
| 2-384-03 | 2×4 | | 456.00 |
| 2-384-04 | 3×4 | | 255.00 |
| 2-384-05 | 3×5 | | 620.00 |
| 2-384-06 | 4×5 | | 333.00 |
| 2-384-07 | 4×6 | | 660.00 |
| 2-384-08 | 5×6 | | 410.00 |
| 2-384-09 | 5×7 | | 850.00 |
| 2-384-10 | 6×8 | | 1,010.00 |
| 2-384-11 | 7×8 | | 580.00 |
| 2-384-12 | 8×10 | | 1,220.00 |
| 2-384-13 | 9×10 | | 670.00 |
| 2-384-14 | 10×12 | | 1,470.00 |
| 2-384-15 | 11×12 | | 850.00 |
| 2-384-16 | 11×13 | | 1,700.00 |
| 2-384-17 | 12×14 | | 1,860.00 |
| 2-384-20 | 12×15 | | 3,020.00 |
| 2-384-21 | 13×15 | | 1,970.00 |
| 2-384-22 | 13×16 | | 3,090.00 |
| 2-384-23 | 14×16 | | 2,170.00 |
| 2-384-24 | 15×17 | 2,630.00 | |
| 2-384-25 | 15×18 | 3,790.00 | |
| 2-384-26 | 16×18 | 2,550.00 | |
| 2-384-18 | 16×19 | 3,790.00 | |
| 2-384-27 | 17×19 | 2,940.00 | |
| 2-384-28 | 18×21 | 4,950.00 | |
| 2-384-29 | 20×22 | 3,090.00 | |
| 2-384-19 | 22×25 | 5,000.00 | |

PTFE管



材质: PTFE

| 编号 | 内径×外径 (φ mm) | 长度 | RMB含税 |
|----------|--------------|----------|--------|
| 2-797-06 | 1×2 | 1m | 15.10 |
| 2-797-07 | 1×3 | | 35.60 |
| 2-797-09 | 2×3 | | 24.00 |
| 2-797-10 | 2×4 | | 53.00 |
| 2-797-12 | 3×4 | | 30.90 |
| 2-797-13 | 3×5 | | 67.00 |
| 2-797-14 | 4×5 | | 38.70 |
| 2-797-15 | 4×6 | | 77.00 |
| 2-797-16 | 5×6 | | 53.00 |
| 2-797-17 | 5×7 | | 93.00 |
| 2-797-18 | 6×7 | | 54.00 |
| 2-797-19 | 6×8 | | 108.00 |
| 2-797-20 | 7×8 | | 67.00 |
| 2-797-21 | 7×9 | | 115.00 |
| 2-797-22 | 8×9 | | 76.00 |
| 2-797-23 | 8×10 | | 147.00 |
| 2-797-24 | 9×10 | | 84.00 |
| 2-797-25 | 9×11 | | 162.00 |
| 2-797-27 | 10×11 | | 93.00 |
| 2-797-28 | 10×12 | | 178.00 |
| 2-797-29 | 11×12 | | 108.00 |
| 2-797-30 | 11×13 | | 224.00 |
| 2-797-31 | 12×13 | | 122.00 |
| 2-797-32 | 12×14 | | 224.00 |
| 2-797-33 | 12.5×14 | | 217.00 |
| 2-797-34 | 13×15 | | 247.00 |
| 2-797-35 | 13×16 | | 464.00 |
| 2-797-36 | 14×16 | | 255.00 |
| 2-797-37 | 15×17 | | 340.00 |
| 2-797-38 | 16×17.5 | | 271.00 |
| 2-797-39 | 16×18 | | 294.00 |
| 2-797-40 | 16×19 | | 560.00 |
| 2-797-41 | 19×21 | | 394.00 |
| 2-797-42 | 20×23 | | 650.00 |
| 2-797-43 | 21.5×23.5 | 356.00 | |
| 2-797-44 | 22×24 | 371.00 | |
| 2-797-45 | 23×25 | 387.00 | |
| 2-797-46 | 23×27 | 810.00 | |
| 2-797-47 | 25×27 | 418.00 | |
| 2-797-48 | 25×28 | 640.00 | |
| 2-797-49 | 26×29 | 670.00 | |
| 2-797-50 | 27.5×29.5 | 456.00 | |
| 2-797-51 | 33×36 | 850.00 | |
| 2-797-52 | 39×42 | 930.00 | |
| 2-797-53 | 46×50 | 1,930.00 | |
| 2-797-54 | 49×53 | 1,930.00 | |

| 编号 | 内径×外径 (φ mm) | 长度 | RMB含税 |
|-----------|--------------|-----|----------|
| 2-798-01 | 0.5×1.0 | 10m | 131.00 |
| 2-798-02 | 0.5×1.5 | | 155.00 |
| 2-798-03 | 0.7×1.7 | | 325.00 |
| 2-798-04 | 0.8×1.4 | | 278.00 |
| 2-798-05 | 0.9×1.7 | | 387.00 |
| 2-798-08 | 1.5×2.5 | | 317.00 |
| 2-798-11 | 2.5×3.5 | | 325.00 |
| C2-798-06 | 1×2 | | 80.00 |
| C2-798-07 | 1×3 | | 160.00 |
| C2-798-09 | 2×3 | | 100.00 |
| C2-798-10 | 2×4 | | 220.00 |
| C2-798-12 | 3×4 | | 140.00 |
| C2-798-13 | 3×5 | | 300.00 |
| C2-798-14 | 4×5 | | 180.00 |
| C2-798-15 | 4×6 | | 380.00 |
| C2-798-16 | 5×6 | | 200.00 |
| C2-798-17 | 5×7 | | 440.00 |
| C2-798-18 | 6×7 | | 260.00 |
| C2-798-19 | 6×8 | | 520.00 |
| C2-798-20 | 7×8 | | 280.00 |
| C2-798-21 | 7×9 | | 600.00 |
| C2-798-22 | 8×9 | | 320.00 |
| C2-798-23 | 8×10 | | 660.00 |
| C2-798-24 | 9×10 | | 360.00 |
| C2-798-25 | 9×11 | | 740.00 |
| C2-798-26 | 9×12 | | 1,160.00 |
| C2-798-27 | 10×11 | | 400.00 |
| C2-798-28 | 10×12 | | 800.00 |
| C2-798-29 | 11×12 | | 420.00 |
| C2-798-30 | 11×13 | | 880.00 |
| C2-798-31 | 12×13 | | 480.00 |
| C2-798-32 | 12×14 | | 960.00 |
| C2-798-33 | 12.5×14 | | 740.00 |
| C2-798-34 | 13×15 | | 1,020.00 |
| C2-798-35 | 13×16 | | 1,580.00 |
| C2-798-36 | 14×16 | | 1,100.00 |
| C2-798-37 | 15×17 | | 1,180.00 |
| C2-798-38 | 16×17.5 | | 920.00 |
| C2-798-39 | 16×18 | | 1,240.00 |
| C2-798-40 | 16×19 | | 1,920.00 |
| C2-798-41 | 19×21 | | 1,460.00 |
| C2-798-42 | 20×23 | | 2,340.00 |

AS ONE PTFE氟树脂龙头（插入式卡口）



| 编号 | 类型 | 软管接头外径×孔径 | 适用管内径 | RMB含税 |
|-----------|----|-----------|-------|--------|
| 5-5368-11 | T型 | 4.5×2mm | φ4mm | 240.00 |
| 5-5368-12 | | 6×2mm | φ5mm | 240.00 |
| 5-5368-13 | | 8×3mm | φ7mm | 240.00 |
| 5-5368-14 | | 10×4mm | φ9mm | 302.00 |
| 5-5369-11 | 直通 | 4.5×2mm | φ4mm | 143.00 |
| 5-5369-12 | | 6×2mm | φ5mm | 143.00 |
| 5-5369-13 | | 8×3mm | φ7mm | 143.00 |
| 5-5369-14 | | 10×4mm | φ9mm | 193.00 |

把手上显示孔径，便于使用。

材质：主体 / PTFE（氟树脂）、把手 / PP（聚丙烯）
耐压：约100.0kPa
使用温度范围：~约100℃（可用于约135℃灭菌）

AS ONE PTFE氟树脂制龙头（锁口式）



| 编号 | 类型 | 适用管外径×孔 | 尺寸 (mm) | RMB含税 |
|-----------|----|---------|----------|--------|
| 5-5366-11 | T型 | 6×2mm | 70×45×48 | 271.00 |
| 5-5366-12 | | 8×4mm | 78×55×52 | 309.00 |
| 5-5367-12 | 直通 | 8×4mm | 78×32×52 | 224.00 |
| 5-5367-11 | | 6×2mm | 70×23×48 | 193.00 |

把手上显示孔径，便于使用。
连接螺口部和锁帽之间设有O型橡胶圈。
将使用管的管端穿过氟橡胶O型圈和O型圈背托环，
然后拧紧锁帽进行接合。

材质：主体 / PTFE（氟树脂）、把手·锁帽 / PP（聚丙烯）、
O型圈 / 氟橡胶
耐压：约100.0kPa
使用温度范围：~约100℃（可用于约135℃灭菌）

PTFE管接头



耐热性・耐药品性优异。

| 编号 | 类型 | 全长 | 连接口外径 | 内径 | RMB含税 |
|-----------|------|---------|------------|-----|--------|
| 3-8254-01 | I型异径 | 45mm | 6.8-4.5mm | 2mm | 147.00 |
| 3-8254-02 | I型异径 | 55mm | 9.0-6.8mm | 3mm | 155.00 |
| 3-8254-03 | I型异径 | 75mm | 11.0-9.0mm | 5mm | 232.00 |
| 3-8253-01 | X型同径 | 28×28mm | 11mm | 6mm | 730.00 |
| 3-8252-01 | I型同径 | 45mm | 4.5mm | 2mm | 170.00 |
| 3-8252-02 | I型同径 | 53mm | 6.8mm | 3mm | 247.00 |
| 3-8252-03 | I型同径 | 61mm | 9mm | 5mm | 240.00 |
| 3-8252-04 | I型同径 | 69mm | 11mm | 6mm | 170.00 |
| 3-8251-01 | Y型同径 | 47mm | 6.8mm | 3mm | 580.00 |
| 3-8251-02 | Y型同径 | 53mm | 9mm | 5mm | 670.00 |
| 3-8251-03 | Y型同径 | 60mm | 11mm | 6mm | 690.00 |
| 3-8250-01 | T型同径 | 22.5mm | 6.8mm | 3mm | 418.00 |
| 3-8250-02 | T型同径 | 25.5mm | 9mm | 5mm | 425.00 |

材质：PTFE
使用温度范围：-200~+250℃

PFA转接头（I型）



| 编号 | 型号 | 管径 | 孔径 | 螺纹外径 | RMB含税 |
|----------|---------|----------|-------|-------|--------|
| 7-272-01 | SKU-6 | φ6mm | φ3mm | φ15mm | 210.00 |
| 7-272-02 | SKU-8 | φ8mm | φ5mm | φ18mm | 226.00 |
| 7-272-03 | SKU-10 | φ10mm | φ7mm | φ18mm | 229.00 |
| 7-272-04 | SKU-12 | φ12mm | φ9mm | φ22mm | 271.00 |
| 7-272-05 | SKU-1/4 | φ1/4" mm | φ3mm | φ15mm | 210.00 |
| 7-272-06 | SKU-3/8 | φ3/8" mm | φ6mm | φ18mm | 229.00 |
| 7-272-07 | SKU-1/2 | φ1/2" mm | φ8mm | φ22mm | 272.00 |
| 7-272-08 | SKU-3/4 | φ3/4" mm | φ15mm | φ28mm | 311.00 |

材质：PFA（氟树脂）

PFA转接头（L型）



| 编号 | 型号 | 管径 | 孔径 | 螺纹外径 | RMB含税 |
|----------|---------|----------|-------|-------|--------|
| 7-273-01 | LKU-6 | φ6mm | φ3mm | φ15mm | 191.00 |
| 7-273-02 | LKU-8 | φ8mm | φ5mm | φ18mm | 210.00 |
| 7-273-03 | LKU-10 | φ10mm | φ7mm | φ18mm | 229.00 |
| 7-273-04 | LKU-12 | φ12mm | φ9mm | φ22mm | 268.00 |
| 7-273-05 | LKU-1/4 | φ1/4" mm | φ3mm | φ15mm | 191.00 |
| 7-273-06 | LKU-3/8 | φ3/8" mm | φ6mm | φ18mm | 240.00 |
| 7-273-07 | LKU-1/2 | φ1/2" mm | φ8mm | φ22mm | 268.00 |
| 7-273-08 | LKU-3/4 | φ3/4" mm | φ15mm | φ28mm | 380.00 |

PFA转接头（T型）



| 编号 | 型号 | 管径 | 孔径 | 螺纹外径 | RMB含税 |
|----------|---------|----------|-------|-------|--------|
| 7-277-01 | TKU-6 | φ6mm | φ3mm | φ15mm | 268.00 |
| 7-277-02 | TKU-8 | φ8mm | φ5mm | φ18mm | 286.00 |
| 7-277-03 | TKU-10 | φ10mm | φ7mm | φ18mm | 315.00 |
| 7-277-04 | TKU-12 | φ12mm | φ9mm | φ22mm | 360.00 |
| 7-277-05 | TKU-1/4 | φ1/4" mm | φ3mm | φ15mm | 281.00 |
| 7-277-06 | TKU-3/8 | φ3/8" mm | φ6mm | φ18mm | 230.00 |
| 7-277-07 | TKU-1/2 | φ1/2" mm | φ8mm | φ22mm | 360.00 |
| 7-277-08 | TKU-3/4 | φ3/4" mm | φ15mm | φ28mm | 425.00 |