

针头形状

RN去除针		可用于所有RN型注射器。但是，连接部分有5~100μL用和250μL~10mL用2种。
PST-2		刺穿隔膜时推荐此点式。针采用了10~12度的裁剪，为了防止针堵塞，在前端采用了略微的翘曲设计。
PST-3		适用于将样品注射到HPLC注射器中，如Rheodyne/罗丹妮和Waters/沃特世。另外，针尖为90°切割，也可用于分注液体。
PST-5		是横孔式，在出现堵针问题时使用。适用于刺入比通常更厚的隔膜，薄塑料，塑料等。
KH PST-2		针是22度切割的。柱塞线穿过针尖。买注射器的时候，柱塞线也是同样的切割，更换的时候，柱塞线是90°。
KH PST-3		针是90度切割的。针尖都有柱塞线，是不会泄漏的注射器。