型		÷	号	BA-125D	BA-125DTE	BA-225	BA-225D	BA-225DTE	BA-225TE	BA-6DE	BA-6DTE	BA-6E	BA-6TE	
重	复	. 1	性	0.030mg(50g) 0.1 mg(100g)		0.015mg(50g) 0.03 mg(200g)	0.025mg(50g) 0.025mg(50g) 0.1 mg(200g)		0.015mg(50g) 0.03 mg(200g)	0.0025mg(1g) /0.01 mg(6g)		0.001mg(1g) /0.003mg(6g)		
线	性 i	误	差	±0.20mg		±0.15mg	±0.20mg		±0.15mg	\pm 0.010mg/ \pm 0.02mg		±0.010mg		
电		ì	源	AC100~240V(+10%, -15%)										
秤	盘丿	尺 7	寸	ф85mm						ф25mm				
#	体丿	尺 7	寸							305×173×204mm				
兼	容	系纟	统	Windows® 7/8.1/10										
重		1	量	6.7kg 7.1kg 6.7kg				7.3	7.1kg 6.6kg					
配		1	件	AC适配器, 显示器保护罩、 USB线	离子发生器,AC 适配器、显示器 保护罩、USB线		示器保护罩、 B线	离子发生器, 显示器保护	AC适配器、 罩、USB线	AC适配器, 显示器保护罩、 USB线	离子发生器, AC适配器、 显示器保护罩、 USB线	AC适配器, 显示器保护罩、 USB线	离子发生器, AC适配器、 显示器保护罩、 USB线	