



经过 γ 射线灭菌处理过的液体运输及储存容器

STERITAINER PLUS

3D一次性灭菌包



10-6

经过 γ 射线灭菌处理

穿透力强, 无菌性稳定

吹塑一体成型

耐久性好和低析出性

经过验证

值得信赖的品质管理, 即开即用

符合日本药典 (JP) / 美国药典 (USP Class VI) 适合

3D

灭菌

达到无菌性保证等级(SAL)≤10⁻⁶

10⁻⁶

在容器内有无菌环境要求的医药品等保存及运输的最理想产品，3D一次性使用灭菌包。该产品经过γ射线的灭菌处理，可在无菌状态下送达使用。



生物
医药


再生
医疗

化妆品

功能性
食品

经过γ射线灭菌处理过

经过γ射线灭菌处理过，从包装箱内取出即可使用。最适合用于无菌溶液的配制、储存、转移等，以及生物医药品用途的一次性使用储液包。



γ射线灭菌后标识变为红色(化学指示剂)

节省空间

首创实现 20ℓ 以下 3D 形状的一次性储液包。适用于无菌室等狭窄场所。采用每片独立包装的装箱方式，不占储存空间。



高强度设计

主体采用独立式高强度设计，无需移液至玻璃容器即可进行搅拌作业。采用立方体形状，溶液搅拌时的溶解效率高，且粉体培养基也可在短时间内完成调整。



磁力搅拌器

操作方便

容器表面采用特殊的表面处理加工，以防止折痕和减轻容器碰伤，以及减少运输时的擦伤。为了能便于确认溶液的颜色变化等，设有透明观察窗。



STERITAINER PLUS

Option

连接器

可通过连接器形成封闭系统连接。

三通连接器 [经过γ射线灭菌处理]

可用于内容液排出、注入和充气的三通连接器。备有适合导管直径的两款产品。配合使用无菌连接器，在通常环境下也可形成封闭系统的无菌连接。连接器可拆装，因此可用于各类使用场景。将两款连接器封装在一个包内，经灭菌处理独立包装。



类别	接口外径尺寸和接口数
1/4英寸型	1/4英寸×3
3/8英寸型	3/8英寸×2 1/4英寸×1

三通连接器总成 [经过γ射线灭菌处理]



将导管和嵌套配套安装至三通连接器，得到三通连接器总成。因已经过灭菌处理，安装不费功夫，简单操作即可实现无菌连接，与其他机器形成封闭系统连接，减少污染风险。备有1/4英寸和3/8英寸两种类型，可用于各种使用场景。

支架式容器架

提高操作性和储存性的专用设计。

安装用支架 (10ℓ、20ℓ用)

10ℓ、20ℓ均可使用的节省空间型支架，让溶液能从 STERITAINER 轻松注入和排出。采用一触式操作，通过将容器上下翻转即可将残液完全排出。为便于观察，设有透明观察窗。




不剩残液
的口部
形状设计

180°
旋转

排出

便于储存用的外包装容器「RIC」

STERITAINER 可在装有内容液的状态下叠叠储存于塑料外包装容器「RIC」。「RIC」采用透明材质便于观察，便于进行据点间运输。



还可叠放

产品规格

规格	品名	容量(ℓ)	内容器尺寸(mm)	装箱数量
STERITAINER PLUS 单个独立包装	SR-05S	5	190×190×190H	10片 (5片×2箱)
	SR-10S	10	230×230×230H	
	SR-20S	20	285×285×285H	
STERITAINER PLUS 三通连接器套件	SR-05P	5	190×190×190H	10片 (5片×2箱)
	SR-10P	10	230×230×230H	
	SR-20P	20	285×285×285H	

□ 包装箱尺寸(mm) 外箱: 400×295×295H / 内箱: 279×279×183H

规格	品名	容量(ℓ)	内容器尺寸(mm)	装箱数量
STERITAINER PLUS 三通连接器总成套件 [1/4英寸型]	SR-05A (1/4)	5	190×190×190H	5片 + 5套总成
	SR-10A (1/4)	10	230×230×230H	
	SR-20A (1/4)	20	285×285×285H	
STERITAINER PLUS 三通连接器总成套件 [3/8英寸型]	SR-05A (3/8)	5	190×190×190H	5片 + 5套总成
	SR-10A (3/8)	10	230×230×230H	
	SR-20A (3/8)	20	285×285×285H	

支持智能手机

请浏览主页。

可下载产品目录、示例资料和浏览产品视频等内容。

使用电脑、智能手机、平板电脑浏览

<https://www.sekisuseikei.co.jp/cp/>



积水成型工业株式会社 SEKISUI SEIKEI CO., LTD.

邮编 530-6125 大阪市北区中之岛三丁目3番23号(中之岛 DAIBIRU 25F)

客户咨询室

0120-393-756

<https://www.sekisuseikei.co.jp/>

STERITAINER PLUS

搜索

※由于印刷原因，颜色可能与实物不同。※出于改进的目的，规格可能有变，恕不提前通知。