

滤膜型号 ^{※1}	用途	颜色	孔径 (μm)	始沸点 (kPa)	厚度 (μm)	液体流量 ($\text{mL}/\text{min}/\text{cm}^2$)	空气流量 ($\text{L}/\text{min}/\text{cm}^2$)	孔隙率 (%)
VSWP	DNA和蛋白质的微透析	白色	0.025	2110	105	0.15		70
VMWP			0.05	1760		0.74	0.25	72
VCWP			0.1	1410		1.5	0.4	74
GSWP	过滤灭菌、生物鉴定		0.22	352	150	18	2	75
PHWP	过滤灭菌、空气监测、颗粒监测、去除颗粒、生物鉴定		0.3	246		32	3	77
HAW ^{※2}	澄清水溶液、去除颗粒、颗粒分析、微生物分析		0.45	211		60	4	79
HAB ^{※2}	Fluorescent bacteriological assays、颗粒监测、生物鉴定	232						
DAWP	颗粒监测、去除颗粒、微生物试验、酵母和霉菌及藻类的回收	白色	0.65	117		140	9	81
AAW ^{※2}	空气监测、颗粒监测、去除颗粒、生物鉴定	0.8	98	112		190	16	82
AAB ^{※2}	Fluorescent assays、颗粒监测、空气监测		黑色					
RAWP	澄清水溶液	白色	1.2	77	270	20	83	
SSWP	储液罐的QC、液体监测、空气监测、颗粒回收及分析		3	70	320	30		
SMWP	储液罐的QC、液体监测、颗粒回收及分析		5	52	580	32		84
SCWP	储液罐的QC、液体监测、空气监测、颗粒回收及分析		8	42				